


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kallicréine 10 (Nes1/Prssl1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43240

Numéro d'article: CM0009525



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant la Kallicréine 10 humaine (NES1/PRSSL1 ; O43240). Adapté pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour la recherche de biomarqueurs du cancer du sein, de l'ovaire et de la prostate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Kallicréine 10/K10
Remarques/Alias	NES1 ; PRSSL1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5655
Identifiant du gène	5655
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 43-276 de la KLK10 humaine (NP_665895.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43240
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace