


Anticorps Polyclonal Anti-Kallikréine-5 (Klk5) Pour Wb Et Elisa - Q9Y337

Numéro d'article: CM0027709



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLK5 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de desquamation et la recherche sur les sérine protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLK5 pAb de lapin
Remarques/Alias	SCTE ; KLKL2 ; KLK-L2 ; KLK5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25818
GeneID	25818
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 41-177 de la KLK5 humaine (NP_036559.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y337
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace