

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Kallikrein 8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60259

Numéro d'article: CM0005914



Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre la Kallikreine 8 humaine (Neuropsine) validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Convient pour les neurosciences, la biologie de la peau et la recherche sur le cancer. Réagit avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Kallikrein 8 mAb Lapin
Remarques/Alias	NP; HNP; NRPN; PRSS19; TADG14; Kallikrein 8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11202
GeneID	11202
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 161-260 de la Kallikreine 8 humaine (O60259).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O60259
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace