

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kank2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q63Zy3

Numéro d'article: CM0021372



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le KANK2 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible une protéine impliquée dans la régulation de la transcription, l'apoptose et l'organisation du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KANK2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SIP ; MXRA3 ; PPKWH ; NPHS16 ; ANKRD25 ; KANK2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	25959
Identifiant du gène	25959
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du KANK2 humain (NP_001129663.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q63ZY3
Poids moléculaire de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace