

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kansl3 Pour Wb Et Elisa - Q9P2N6

Numéro d'article: CM0030889

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine KANSL3 humaine, validé pour Western blot et ELISA. KANSL3 est un composant clé du complexe NSL histone acétyltransférase, impliqué dans la régulation de la chromatine et la stabilisation des microtubules. Idéal pour la recherche en épigénétique et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KANSL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NSL3; Rcd1; KIAA1310; KANSL3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55683
GeneID	55683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la protéine KANSL3 humaine (NP_001108488.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9P2N6
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace