


Anticorps Monoclonal Anti-Kap1/Trim28 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13263

Numéro d'article: CM0002591



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-KAP1/TRIM28 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Reconnaît le corépresseur transcriptionnel et la ligase E3 TRIM28 ; poids moléculaire ~89 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin KAP1/TRIM28
Remarques/Alias	KAP1 ; TF1B ; RNF96 ; TIF1B ; PPP1R157 ; TIF1beta ; KAP1/TRIM28
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10155
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250-350 de KAP1/TRIM28 humain (Q13263).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13263
Poids protéique	89 kDa
Expédition	Sac de glace