


Anticorps Polyclonal Anti-Kap1/Trim28 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13263

Numéro d'article: CM0020732



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KAP1/TRIM28 de haute qualité, validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte KAP1/TRIM28 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches en biologie de la chromatine, en régulation transcriptionnelle et en signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	KAP1/TRIM28 Rabbit pAb
Remarques/alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Espèce	Humain
ID du gène	10155
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 576-835 de KAP1/TRIM28 humain (NP_005753.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13263
Poids de la protéine	89 kDa
Expédition	poche de glace