

Anticorps Monoclonal Anti-Karyophérine B3 (Ipo5) Pour Wb, Elisa - O00410

Numéro d'article: CM0007438



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin spécifique de la karyophérine β 3 humaine (IPO5/Importine-5). Validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport nucléaire et les importines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-karyophérine β 3 (IPO5)
Remarques/Alias	IMB3 ; Pse1 ; imp5 ; KPNB3 ; RANBP5 ; Karyophérine β 3 (IPO5)
Espèce	Humaine
GeneID	3843
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 300 de la karyophérine β 3 humaine (IPO5). (NP_002262.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O00410
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace