


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kat13A / Src1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q15788

Numéro d'article: CM0005898



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le KAT13A/SRC1 humain (coactivateur 1 des récepteurs nucléaires), adapté pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Utilisé dans la recherche sur la signalisation des récepteurs nucléaires et la régulation de la transcription. UniProt Q15788.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin KAT13A / SRC1
Remarques/Alias	SRC1 ; KAT13A ; RIP160 ; F-SRC-1 ; bHLHe42 ; bHLHe74 ; KAT13A / SRC1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8648
ID du gène	8648
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-750 du KAT13A / SRC1 humain (Q15788).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15788
Poids moléculaire de la protéine	157 kDa
Expédition	Sac de glace