

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kat1/Hat1 (Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O14929

Numéro d'article: CM0011236



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre KAT1/HAT1 humain (SWISS O14929), validé par knockout et adapté pour WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] mAc de lapin KAT1/HAT1
Remarques/Alias	KAT1; KAT1/HAT1
Espèce	Humain
ID de gène	8520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-400 de KAT1/HAT1 humain (NP_003633.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14929
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac de glace