

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kat2A (Gcn5) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92830

Numéro d'article: CM0020348



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KAT2A validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la KAT2A (GCN5) humaine, murine et de rat, une acétyltransférase des histones impliquée dans la régulation épigénétique, l'activation transcriptionnelle et la pluripotence des cellules souches. Idéal pour les recherches sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KAT2A pAb de lapin
Remarques/Alias	GCN5 ; hGCN5 ; GCN5L2 ; PCAF-b ; KAT2A
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	2648
GenelD	2648
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92830
Poids de la protéine	94 kDa
Expédition	Sac réfrigérant