


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kat2B/Pcaf Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q92831

Numéro d'article: CM0003983



Introduction

CamelBio propose l'anticorps monoclonal de lapin anti-KAT2B/PCAF, validé pour WB, IP, IHC-P, ELISA. Il détecte KAT2B/PCAF humain, de souris et de rat, une histone acétyltransférase impliquée dans l'activation transcriptionnelle et la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KAT2B/PCAF Rabbit mAb
Remarques / Alias	CAF ; PCAF ; P/CAF ; KAT2B/PCAF
Espèce	Humain
ID du gène	8850
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-450 de KAT2B/PCAF humain (NP_003875.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92831
Poids de la protéine	93 kDa
Expédition	Sac de glace