


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kat2B/Pcaf Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92831

Numéro d'article: CM0012935



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KAT2B/PCAF humain, adapté pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte KAT2B/PCAF chez l'humain, la souris et le rat. Soutient la recherche en épigénétique et régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac pAb de Lapin KAT2B/PCAF
Remarques/Alias	CAF ; PCAF ; P/CAF ; KAT2B/PCAF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8850
GeneID	8850
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-86 de KAT2B/PCAF humain (NP_003875.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92831
Poids Moléculaire Protéique	93 kDa
Expédition	Sac de glace