

Anticorps Polyclonal Anti-Kat5/Tip60 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92993

Numéro d'article: CM0021805



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre KAT5/Tip60 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte KAT5 humain, souris et rat avec un poids moléculaire prédit de 59 kDa. Idéal pour la recherche sur la chromatine et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KAT5/Tip60 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIP; ESA1; PLIP; TIP60; cPLA2; HTATIP; ZC2HC5; HTATIP1; NEDFASB; KAT5/Tip60
Espèce	Humain
ID du gène	10524
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de KAT5/Tip60 humain (NP_006379.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92993
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sachet de glace