

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kat6B Pour Wb, Elisa - Q8Wyb5

Numéro d'article: CM0019731



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'acétyltransférase des histones KAT6B humaine. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Utile pour les études de transcription et de chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KAT6B Rabbit pAb
Remarques/Alias	qkf; MORF; MOZ2; GTPTS; MYST4; ZC2HC6B; querkopf; KAT6B
Espèce	Humaine
ID du gène	23522
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de KAT6B humaine (NP_001243398.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q8WYB5
Poids moléculaire	231 kDa
Expédition	Sac réfrigérant