


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kat7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95251

Numéro d'article: CM0027797



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre KAT7 (HBO1/MYST2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le KAT7 humain, souris, rat. Immunogène recombinant, 71kDa, O95251. Idéal pour la recherche sur la chromatine et la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KAT7 Lapin pAb
Remarques/Alias	HBO1; HBOA; MYST2; ZC2HC7; KAT7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11143
ID de gène	11143
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 55-193 du KAT7 humain (NP_008998.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95251
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace