

Anticorps Monoclonal Anti-Kat8/Myst1/Mof Pour If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H7Z6

Numéro d'article: CM0010259



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'acétyltransférase des histones KAT8/MYST1/MOF (UniProt Q9H7Z6). Convient aux applications IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte les protéines humaines et de rat. Utile pour les études sur la régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin KAT8/MYST1/MOF
Remarques/Alias	MOF ; hMOF ; MYST1 ; LIGOWS ; ZC2HC8 ; KAT8/MYST1/MOF
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	84148
ID du gène	84148
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350 à 458 de la protéine humaine KAT8/MYST1/MOF (Q9H7Z6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, rat
SWISS	Q9H7Z6
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace