

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kat8/Myst1/Mof Pour Wb, Elisa - Q9H7Z6

Numéro d'article: CM0022020



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KAT8/MYST1/MOF humain pour Western blot et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Cible l'acétyltransférase des histones KAT8, un régulateur épigénétique clé de l'acétylation de H4K16 et de la structure de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KAT8/MYST1/MOF pAb de lapin
Remarques/Alias	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	84148
GeneID	84148
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de KAT8/MYST1/MOF humain (NP_892003.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H7Z6
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Sac de glace