

Anticorps Monoclonal Anti-Kat9/Elp3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Numéro d'article: CM0003499



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre KAT9/Elp3 humain (ELP3), validé pour WB, IHC-P, ELISA et la réactivité croisée humain/souris/rat. Cible la sous-unité acétyltransférase d'ARNt du complexe élongateur, essentielle pour les études sur la modification de l'ARNt et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KAT9/Elp3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	KAT9; KAT9/Elp3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55140
GeneID	55140
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-547 de KAT9/Elp3 humain (Q9H9T3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H9T3
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace