

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Katna1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75449

Numéro d'article: CM0023353



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KATNA1 humain (sous-unité A1 ATPase p60 de la katanine). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le découpage des microtubules et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KATNA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	KATNA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11104
GeneID	11104
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 du KATNA1 humain (NP_001191005.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75449
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace