

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Katnb1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bva0

Numéro d'article: CM0023752

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine KATNB1 (katanine p80), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la coupure des microtubules et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KATNB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KAT; LIS6; KATNB1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10300
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de la KATNB1 humaine (NP_005877.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9BVA0
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace