

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kbtbd3 Pour Wb, Elisa - Q8Nab2

Numéro d'article: CM0013357

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le KBTBD3 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les protéines à domaine BTB/kelch.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KBTBD3 pAb de lapin
Remarques/Alias	BKLHD3; KBTBD3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	143879
ID du gène	143879
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-612 du KBTBD3 humain (NP_689646.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NAB2
Poids moléculaire de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace