

## Anticorps Polyclonal Anti-Kbtbd8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfy9

Numéro d'article: CM0022229

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité contre la protéine humaine KBTBD8 (TA-KRP). Adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les complexes d'ubiquitine ligase E3 et la recherche sur la spécification de la crête neurale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | KBTBD8 Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Remarques/Alias                  | TAKRP ; TA-KRP ; KBTBD8                                                                                                                    |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)                  | 84541                                                                                                                                      |
| GeneID                           | 84541                                                                                                                                      |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-280 de la protéine humaine KBTBD8 (NP_115894.2). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                                      |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée               | Souris, Rat                                                                                                                                |
| SWISS                            | Q8Nfy9                                                                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 69 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                               |