

Anticorps Polyclonal Anti-Kcna2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16389

Numéro d'article: CM0026641

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le KCNA2 humain (Kv1.2, sous-famille A de sous-unités de canal potassique dépendant du voltage, membre 2). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Utile pour les études sur le transport des ions et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KCNA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HK4; MK2; HBK5; NGK1; RBK2; DEE32; HUKIV; KV1.2; EIEE32; KCNA2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3737
ID de Gène	3737
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 du KCNA2 humain (NP_004965.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P16389
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace