

Anticorps Polyclonal Anti-Kcna4 Pour Wb Et Elisa - P22459

Numéro d'article: CM0024499

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le canal potassique voltage-dépendant humain KCNA4 (Kv1.4). Adapté pour le Western blot et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les canaux ioniques et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HK1 ; HBK4 ; PCN2 ; HPCN2 ; HUKII ; KCNA8 ; KV1.4 ; KCNA4L ; MCIDDS ; KCNA4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3739
ID du gène	3739
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P22459
Poids moléculaire de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace