


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnab2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13303

Numéro d'article: CM0023229



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KCNAB2 humain (Kv-bêta-2). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte la protéine KCNAB2 humaine endogène (~41 kDa). Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KCNAB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AKR6A5, KCNA2B, HKvbeta2, KV-BETA-2, HKvbeta2.1, HKvbeta2.2, KCNAB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-40 de KCNAB2 humain (NP_003627.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q13303
Poids Moléculaire Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace