

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnab3 Pour Wb Et Elisa - O43448

Numéro d'article: CM0015801

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité bêta-3 du canal potassique voltage-dépendant humain (KCNAB3). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche en neurosciences et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin KCNAB3
Remarques/Alias	AKR6A9; KCNA3B; KCNA3.1B; KV-BETA-3; KCNAB3
Espèce	Humain
GeneID	9196
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 285-404 de KCNAB3 humain (NP_004723.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	O43448
Poids Moléculaire Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace