


Anticorps Polyclonal Anti-Kcnd2 Pour Wb, Elisa - Q9Nzv8

Numéro d'article: CM0028268



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KCND2, produit avec un immunogène protéique recombinant (aa 501-630). Validé pour WB et ELISA ; détecte le KCND2 humain et murin. Utile pour l'étude de l'excitabilité neuronale et de la fonction des canaux potassiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCND2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RK5 ; KV4.2 ; KCND2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3751
ID du gène	3751
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 501-630 du KCND2 humain (NP_036413.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NZV8
Poids moléculaire protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace