


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnd3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk17

Numéro d'article: CM0024809



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine KCND3 (KV4.3), adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction des canaux potassiques de type A dans le cerveau et le cœur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KCND3
Remarques/Alias	KV4.3; SCA19; SCA22; BRGDA9; KCND3L; KCND3S; KSHIVB; KCND3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3752
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 521-655 de la KCND3 humaine (NP_004971.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UK17
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace