


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcne1 Pour Wb, Elisa - P15382

Numéro d'article: CM0017934



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNE1 validé pour Western blot et ELISA. Adapté aux échantillons humains et de souris ; cible la sous-unité du canal cardiaque potassique impliquée dans le syndrome du QT long. Idéal pour la recherche sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNE1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ISK; JLNS; LQT5; MinK; JLNS2; LQT2/5; KCNE1
Espèce	Humain
GeneID	3753 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de KCNE1 humain (NP_000210.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P15382
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sachet de glace