


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcne2 Pour Wb, Elisa - Q9Y6J6

Numéro d'article: CM0030350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre KCNE2 (MiRP1), validé pour WB et ELISA. Reconnaît la protéine KCNE2 humaine et murine, une sous-unité régulatrice de canal potassique impliquée dans le courant cardiaque IKr. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNE2 pAb de lapin
Remarques / Alias	LQT5; LQT6; ATFB4; MIRP1; KCNE2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9992
ID du gène	9992
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine KCNE2 humaine (NP_751951.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6J6
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace