

Anticorps Polyclonal Anti-Kcnh1 Pour Wb, Elisa - O95259

Numéro d'article: CM0028629



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le KCNH1/EAG1 humain (O95259) pour WB et ELISA, réagissant de manière croisée avec la souris et le rat. L'immunogène couvre les acides aminés 813-962. Convient pour la recherche sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	KCNH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EAG; EAG1; ZLS1; hEAG; TMBTS; h-eag; hEAG1; Kv10.1; KCNH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3756
GeneID	3756
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 813-962 du KCNH1 humain (NP_002229.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95259
Poids de la protéine	111kDa
Expédition	Sac de glace