


Anticorps Polyclonal Anti-Kcnh2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12809

Numéro d'article: CM0027999



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le KCNH2 humain (HERG, Kv11.1). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur les canaux cardiaques et neurologiques. SWISS : Q12809.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNH2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERG1 ; HERG ; LQT2 ; SQT1 ; ERG-1 ; H-ERG ; HERG1 ; Kv11.1 ; KCNH2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3757
ID de gène	3757
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 850-950 du KCNH2 humain (NP_000229.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12809
Poids moléculaire	127kDa
Expédition	Sac de glace