

Anticorps Polyclonal Anti-Kcnh6 Pour Wb Et Elisa - Q9H252

Numéro d'article: CM0021673

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KCNH6 humain (Kv11.2), un canal potassique rectifiant vers l'intérieur dépendant du voltage. Convient aux applications de Western blot et d'ELISA. Idéal pour l'étude du transport ionique et de la signalisation cardiaque et neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNH6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ERG2 ; ERG-2 ; HERG2 ; Kv11.2 ; hERG-2 ; KCNH6
Espèce	Homme
GeneID	81033
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70 à 220 de KCNH6 humain (NP_110406.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	Q9H252
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace