

Anticorps Polyclonal Anti-Kcnip2 Pour Wb Et Elisa - Q9Ns61

Numéro d'article: CM0026233



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine KCNIP2 (KChIP2) humaine, validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la modulation des canaux potassiques de type A dans le cœur et le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNIP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KCHIP2 ; KCNIP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	30819
GeneID	30819
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 90 de la protéine KCNIP2 humaine (NP_775284.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NS61
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace