

Anticorps Polyclonal Anti-Kcnj15 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99712

Numéro d'article: CM0016681

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNJ15 de haute qualité validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le KCNJ15 humain, souris et rat (Kir1.3/Kir4.2), un canal potassique à rectification entrante. Idéal pour la recherche sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KCNJ15 Lapin pAb
Remarques/Alias	IRKK; KIR1.3; KIR4.2; KCNJ15
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3772
GeneID	3772
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 221-375 du KCNJ15 humain (NP_002234.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99712
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace