

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnj2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P63252

Numéro d'article: CM0014251



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNJ2 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le canal potassique rectificateur entrant Kir2.1 humain, murin et de rat. Convient à la recherche cardiovasculaire et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNJ2
Remarques/Alias	IRK1, LQT7, SQT3, ATFB9, HHIRK1, KIR2.1, HHBIRK1, KCNJ2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3759
GeneID	3759
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 318-427 de KCNJ2 humain (NP_000882.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P63252
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac de glace