


Anticorps Polyclonal Anti-Kcnj4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48050

Numéro d'article: CM0016396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNJ4 de haute qualité, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible le canal potassique rectifiant entrant KCNJ4 (Kir2.3) humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal anti-KCNJ4
Remarques / Alias	HIR; HRK1; IRK3; HIRK2; IRK-3; Kir2.3; KCNJ4
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3761
Identifiant de gène	3761
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la protéine KCNJ4 humaine (NP_004972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48050
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace