

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnj6 Pour Wb Et Elisa - P48051

Numéro d'article: CM0029276

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le canal potassique rectifiant entrant humain KCNJ6/GIRK2. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour les études sur la sécrétion d'insuline et les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KCNJ6 pAb de Lapin
Remarques/Alias	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; KCNJ6
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	3763
ID du Gène	3763
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de KCNJ6 humain (NP_002231.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P48051
Poids Moléculaire de la Protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace