


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnk6 Pour Wb Et Elisa - Q9Y257

Numéro d'article: CM0019296



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNK6 de haute qualité validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la fonction des canaux potassiques et l'inflammasome NLRP3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNK6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TOSS; KCNK8; TWIK2; K2p6.1; TWIK-2; KCNK6
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	9424
Identifiant du gène	9424
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 254-313 de KCNK6 humain (NP_004814.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y257
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sachet de glace