


## Anticorps Polyclonal Anti-Kcnk9 Pour Wb Et Elisa - Q9Npc2

Numéro d'article: CM0016569



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre KCNK9 (TASK-3) pour Western blotting et ELISA ; détecte les échantillons humains et de souris, avec un poids prédit de 42 kDa ; idéal pour la recherche sur les canaux ioniques et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | KCNK9 Rabbit pAb                                                                                                                                                    |
| Remarques/Alias              | KT3.2 ; TASK3 ; BIBARS ; K2p9.1 ; TASK-3 ; TASK32 ; KCNK9                                                                                                           |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                                                              |
| Identifiant du gène (Humain) | 51305                                                                                                                                                               |
| Immunogène                   | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-374 de la protéine KCNK9 humaine (NP_001269463.1). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                                               |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                               |
| Application                  | WB, ELISA                                                                                                                                                           |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris                                                                                                                                                      |
| SWISS                        | Q9NPC2                                                                                                                                                              |
| Poids de la protéine         | 42kDa                                                                                                                                                               |
| Livraison                    | Sac de glace                                                                                                                                                        |