

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kcnn3/Sk3 Pour Wb, Elisa - Q9Ugi6

Numéro d'article: CM0007501

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant le KCNN3/SK3 humain (KCa2.3), adapté pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. PM prédit 81 kDa, UniProt Q9UGI6.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	AcM de lapin KCNN3/SK3
Remarques/Alias	SK3 ; ZLS3 ; hSK3 ; SKCA3 ; KCa2.3 ; KCNN3/SK3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3782
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 631-731 du KCNN3/SK3 humain (NP_002240.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9UGI6
Poids moléculaire protéique	81 kDa
Expédition	Sac de glace