

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnn4 Pour Wb, Elisa - O15554

Numéro d'article: CM0024693



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le KCNN4 humain (KCa3.1/IKCa1), validé pour WB et ELISA. Convient à l'étude des canaux potassium activés par le calcium en immunologie, biologie vasculaire et recherche sur la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNN4 Lapin pAb
Remarques/Alias	IK; IK1; SK4; DHS2; KCA4; hSK4; IKCA1; hKCa4; KCa3.1; hIKCa1; KCNN4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3783
GeneID	3783
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15554
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace