


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnq2 Pour Wb, Elisa - O43526

Numéro d'article: CM0021846



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNQ2 validé pour Western Blot (WB) et ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Pour l'étude de l'excitabilité neuronale et du courant M. O43526.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNQ2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EBN, BFNC, DEE7, EBN1, ENB1, HNSPC, KV7.2, KCNA11, KCNQ2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3785
GeneID	3785
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 466-665 de KCNQ2 humain (NP_742105.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43526
Poids protéique	96kDa
Expédition	Sac de glace