

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcns2 (Kv9.2) Pour Wb, If-P, Elisa - Q9ULS6

Numéro d'article: CM0014332

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KCNS2 (KV9.2), une sous-unité régulatrice d'un canal potassique à rectification retardée. Validé pour WB, IF-P et ELISA ; réagit avec les protéines homologues humaines, murines et de rat. Convient à la recherche sur les canaux ioniques et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | KCNS2 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias      | KV9.2 ; KCNS2                                                                                                                |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                      |
| ID du gène (humain)  | 3788                                                                                                                         |
| ID du gène           | 3788                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 187 de KCNS2 humain (NP_065748.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                          |
| SWISS                | Q9ULS6                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 54 kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Poche de glace                                                                                                               |