

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcns3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bq31

Numéro d'article: CM0027487

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de qualité recherche ciblant KCNS3 (Kv9.3), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour les études de régulation des canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KCNS3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KV9.3; KCNS3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3790
GenelD	3790
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de KCNS3 humain (NP_002243.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQ31
Poids Moléculaire Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace