


Anticorps Monoclonal Anti-Kctd9 Pour Wb, Elisa - Q7L273

Numéro d'article: CM0003595



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine KCTD9 (BTBD27), un adaptateur de ligase E3 à ubiquitine contenant un domaine BTB/POZ. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains. Idéal pour l'étude des voies de dégradation protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCTD9 mAb lapin
Remarques / Alias	BTBD27; KCTD9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54793
Identifiant du gène	54793
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la protéine KCTD9 humaine (Q7L273)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7L273
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace