


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm1 (Lsd1) Pour Wb, Ihc-P - O60341

Numéro d'article: CM0024250



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine KDM1 (LSD1) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	KDM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	23028
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-380 de la protéine KDM1 humaine (NP_055828.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60341
Poids de la protéine	93 kDa
Expédition	Sachet de glace