


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm1 Pour Wb, Ip, Elisa - O60341

Numéro d'article: CM0015589



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-KDM1 (O60341) de haute qualité pour WB, IP et ELISA, avec une large réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation épigénétique, le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	23028
ID du gène	23028
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 365-515 de KDM1 humain (NP_055828.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60341
Poids de la protéine	93 kDa
Expédition	Poche de glace