


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm1A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60341

Numéro d'article: CM0022749



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KDM1A validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Spécifique de la déméthylase 1A d'histone spécifique de la lysine humaine, de souris et de rat. Essentiel pour la recherche sur la régulation épigénétique et l'expression des gènes. - O60341

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KDM1A Lapin pAb
Remarques/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1A
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	23028
GenelD	23028
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-380 de KDM1A humaine (NP_055828.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60341
Poids Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace